

เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบมือหมุน

(Flow Table Manual)

รายละเอียดทางเทคนิค

1. กวาระแหก $10\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$.
2. เส้นผ่าศูนย์กลางของแป้นวาง $254 \text{ มม.} \pm 1 \text{ มม.}$
3. โมดูลทดสอบการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. และ 100 มม. X ลึก 60 มม.
4. เหล็กกระทู้ขึ้นงาน

